



Ultrasuoni Focalizzati ed Elettroporazione in estetica professionale

# HIFU-AESTHETIC



PRODOTTO IN ITALIA



[WWW.TOPQUALITYGROUP.IT](http://WWW.TOPQUALITYGROUP.IT)



# Hifu-Aesthetic



Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per l'estetica professionale non invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo è l'obiettivo che Aesthetic Pharmacy, la divisione estetica di Top Quality Group, persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali Hifu-Aesthetic.

## Elettroporazione

Sistema per veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi allopatrici, o omeopatici o omeopatici o PRP. Con l'applicazione su una superficie biologica di un particolare impulso elettrico si induce un aumento transitorio della permeabilità dei tessuti. Si favorisce così l'assorbimento transcutaneo di principi attivi a rilascio controllato e a profondità predefinita. Si ottiene una più alta concentrazione solo sui distretti target, con minore assorbimento sistemico e conseguente diminuzione di "tossicità". Di fatto è una siringa "virtuale" che è in grado di inoculare il principio attivo specificatamente dove è necessario.

## Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) è la tecnologia atta a rilasciare energia termica selettiva nel tessuto sottocutaneo al fine di stimolare e rinnovare il collagene migliorando la texture e riducendo il rilassamento cutaneo. Con gli ultrasuoni focalizzati si possono ottenere risultati sovrapponibili alle metodiche invasive.

La sinergia di queste due tecnologie permette di raggiungere gli obiettivi terapeutici evocati con tempistiche ridotte rispetto alle metodiche tradizionali.

## Trattamenti Fruibili

Lassità cutanea, rughe frontali, rughe periorculari, rughe perilabiali, pieghe naso-labiali, pelle ruvida e invecchiata, acne vulgaris, lassità di mento e guance, doppio mento, adiposità localizzate, cedimenti da dimagrimento, lassità addominale, cellulite, ipotonia muscolare.

## Plus

- ✓ 4 cartucce (funzione VISO 1.5 mm, 3.0 mm, 4,5 mm, funzione CORPO 13 mm) che agiscono su diverse profondità della pelle. L'energia oltrepasserà l'epidermide senza lasciare esiti.
- ✓ Facile da controllare e gestire.
- ✓ Tutti i parametri sono visualizzati su un ampio display 10.1" color touch screen.
- ✓ Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

### IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione  
N.01 trasduttore HIFU  
N.01 cartuccia 1,5 mm  
N.01 cartuccia 3 mm  
N.01 cartuccia 4,5 mm  
N.01 cartuccia 13 mm  
N.01 cavo per elettroporazione  
N.01 trasduttore elettroporazione  
N.01 piastra in daino per elettroporazione

### SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz  
Potenza Max assorbita 250 W  
Classe di sicurezza elettrica II BF  
Grado di protezione IP IP40  
Frequenza Ultrasuoni 1 MHz  
Densità di Potenza Ultrasuoni Max 1.5 W/cm2  
Tensione Max elettroporazione 120 V @ 1000 ohm  
Freq. Impulsi elettroporazione 1÷3000 Hz, impostabile da software  
Display 10.1" colour touch con PC integrato  
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C  
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa  
Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm  
Peso 6 kg

### TRASDUTTORI



TRASDUTTORE ELETTROPORAZIONE



TRASDUTTORE HIFU CON CARTUCCE

TOP QUALITY GROUP S.r.l.   

Via G. Sorel, Zona industriale Nord Settore D - 06012 Città di Castello (PG) - Italia  
T +39 075 8520088 / 8522216 / 8512197 NUMERO VERDE 800 03 51 53 info@topqualitygroup.it  
Registro Produttori AEE n° IT1608000009459



La produzione è certificata per uso estetico professionale conforme al DM 206/2015 correttiva della direttiva DM 110/2011

REV. 0.2